



## KUULOKOJEEN PUHDISTUS- JA KUIVAUSTUOTTEET

Hadeo -hoitotuotteet on tarkoitettu erityisesti kuulokojeiden puhdistamiseen, kuivaamiseen ja hoitamiseen. Tuotteista löytyy omat puhdistusaineet niin korvantauskojeelle kuin korvakäytäväkojeellekin. Kuulokojeen korvakappaleen puhdistamiseen ja kuivaamiseen löydät tuotteet korvantauskojeen hoitotarvikkeista.



Pohjolankatu 33 87100 KAJAANI  
08-6131956  
kuulopiste@kajaani.net

## HADEO Care Products



**Hadeo-puhdistustabletti** on tarkoitettu kuulokojeen korvakappaleen puhdistamiseen. Puhdistus suositellaan tehtäväksi päivittäin ja tablettista saatava puhdistusneste vaihdettavaksi viikoittain. Näin varmistetaan kuulokojeen puhtaus, hygieenisuus ja käyttömukavuus. Puhdistuksen jälkeen korvakappale huuhdellaan ja kuivataan.

Pakkauskoko 21 tablettia

Korvakäytäväkoje imee helposti kosteutta käyttäjän korvasta, jolloin kojeen juotokset ja komponentit altistuvat korroosiolle. **Hadeo – kuivauskapseleilla** kuulokoje saadaan pidettyä kuivana. Kuulokoje ja kapseli suljetaan ilmatiiviiseen, pieneen koteloon tai pussiin. Yön aikana kapseli imee kojeesta kosteuden.

Pakkauskoko 6 kapselia

**HADEO-puhdistusspray** on tarkoitettu erittäin vaikean, pinttyneen lian poistamiseksi korvakäytäväkojeen pinnalta. Pullossa on pumpunokka, joka kostuttaa nokan päässä olevan harjan. Kostutetulla harjalla harjataan kuulokojeen kuorikon lakkapinta pyörivin liikkein ja jätetään vaikuttamaan muutamaksi tunniksi. Sen jälkeen likahiutaleet harjataan pois kojeen pinnasta puhtaalla puhdistusharjalla.

**Hadeo-ilmapumppu** helpottaa korvakappaleen kuivaamista. Jotta korvakappale toimii oikein, on erittäin tärkeää, että korvakappaleen ääniaukosta saadaan pois kaikki vesihelmet. Ilmapumpun kärki työnnetään korvakappaleen ääniaukkoon ja pumpun ilmanpaineella puhalletaan vesi pois ääniaukosta.

**HADEO**  
clean & care by HANSATON

## HADEO Care Products



**Hadeo-puhdistusneste** on helppo tapa pitää korvantauskojeen korvakappale puhtaana. Puhdistusneste on 100 ml:n pakkauksessa täysin käyttövalmiina tai vaihtoehtoisesti laimennettavana tiivisteinä. Korvakappale pidetään puhdistusnesteessä vähintään 20-30 minuuttia, jonka jälkeen se huuhdellaan hyvin ja kuivataan. Puhdistusneste vaihdetaan viikoittain.

**HADEO-puhdistusliina** on kehitetty erityisesti kuulokojeen puhdistamiseen. Puhdistusliina on valmiiksi kostutettu puhdistusnesteellä, joka on erityisesti kehitetty poistamaan korvavaha ja muut epäpuhtaudet kuulokojeen pinnalta. Liinat ovat turvallisia käyttää, sillä niistä ei irtoa nestettä niin, että se vahingoittaisi kojeen teknisiä komponentteja. Puhdistusliinat ovat pakattuna joko 90 kappaleen pakkaukseen tai vaihtoehtoisesti 30 yksittäispakatun liinan laatikkoon.



**HADEO**  
clean & care by HANSATON

HADEO-Sets. Handy for Cleaning and Care.

**PUHDISTUSSETTI  
KORVAKAPPALEELLE  
(KÄYTTÖVALMIS NESTE)**

Käyttövalmis  
puhdistusneste  
Puhdistusrasia  
Ilmapumppu



**PUHDISTUSSETTI  
KORVAKAPPALEELLE  
(TIIVISTE)**

Puhdistusneste tiiviste  
Puhdistusrasia  
Ilmapumppu



**PUHDISTUSSETTI  
YKSILÖLLISELLE KOJEELLE**

Puhdistusliinat  
Puhdistusspray  
Kuivauskapselit  
Kuivausrasia



**PUHDISTUSSETTI  
KORVANTAUSKOJEELLE**

Puhdistusliinat  
Puhdistustabletit  
Puhdistusrasia  
Ilmapumppu  
Kuivauskapselit  
Kuivausrasia  
Puhdistuslangat tippiputkille



**KUIVAUSSETTI**

Edullinen kuivaussetti, joka sopii sekä  
korvantaus- että korvakäytäväkojeille  
Kuivauskapselit  
Kuivauspussi



**PUHDISTUSSETTI  
KORVAKAPPALEELLE  
(TABLETIT)**

Puhdistustabletit  
Puhdistusrasia  
Ilmapumppu



Maahantuonti  
**KUULOHANSA**  
www.kuulohansa.fi